

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Isg15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05161

Número do item: CM0013107



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho para ISG15 validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas e de rato. A proteína semelhante à ubiquitina ISG15 desempenha papéis fundamentais na imunidade antiviral inata e na ISGilação. Ideal para IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para ISG15
Observações/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; ISG15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9636
ID do Gene	9636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 da ISG15 humana (NP_005092.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P05161
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo