


Anticorpo Monoclonal De Coelho Jnk3 Para Wb E Elisa - P53779

Número do item: CM0003495



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o JNK3/MAPK10, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre sinalização ativada por estresse, apoptose neuronal e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JNK3 Rabbit mAb
Observações/Apeliido	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5602
ID do Gene	5602
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do MAPK10 humano (P53779).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53779
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo