

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bcl-2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Número do item: CM0002068



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Bcl-2 de alta especificidade [Validado por KD] validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reconhece Bcl-2 humano e de camundongo com um peso previsto de 26kDa. Ideal para pesquisas sobre apoptose e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Bcl-2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	Bcl-2; PPP1R50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	596
GeneID	596
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-211 do Bcl-2 humano (P10415).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10415
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Saco de gelo