

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dec1 Para Wb, Elisa - O14503

Número do item: CM0007310

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra DEC1 humano (BHLHE40), validado para Western blot e ELISA. Projetado para pesquisa em ritmo circadiano, transcrição e diferenciação de condrócitos. SWISS: O14503.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] DEC1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-300 do DEC1 humano (NP_003661.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14503
Peso Proteico	46 kDa
Envio	Em saco de gelo