


[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsp90B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14625

Número do item: CM0008758



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra HSP90B1 (GRP94), para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a função das chaperonas do RE e as vias de sinalização Wnt/TLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSP90B1 mAb de Coelho [Validado por KD]
Observações/Apelidos	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7184
GeneID	7184
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 616-715 da HSP90B1 humana (NP_003290.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P14625
Peso Molecular	92 kDa
Envio	Bolsa de gelo