


## [Validado Por Kd] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lc3B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Gzq8

Número do item: CM0026319



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LC3B validado por KD da CamelBio. Projetado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com LC3B humano, de rato e de camundongo. Uma ferramenta essencial para estudar vias de autofagia e mitofagia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | [Validado por KD] Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-LC3B                                                      |
| Observações/Apelido        | LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B                                                                        |
| Espécie                    | Humano                                                                                                          |
| GeneID (Humano)            | 81631                                                                                                           |
| GeneID                     | 81631                                                                                                           |
| Imunogênio                 | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LC3B humano (NP_073729.1). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                          |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                          |
| Aplicação                  | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                          |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                        |
| SWISS                      | Q9GZQ8                                                                                                          |
| Peso Molecular da Proteína | 15kDa                                                                                                           |
| Envio                      | Em bolsa de gelo                                                                                                |