


[Kd Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mif Para Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Número do item: CM0022834



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MIF humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para pesquisas sobre o fator inibidor da migração de macrófagos na inflamação e na imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIF Rabbit pAb [Validado por KD]
Observações/Apelidos	GIF; GLIF; MMIF; IF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4282
GeneID	4282
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-115 do MIF humano (NP_002406.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14174
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo