

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phf11 Para Wb, Elisa - Q9Uil8

Número do item: CM0006400

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra PHF11 (BCAP), adequado para WB e ELISA. Detecta PHF11 em amostras humanas, de camundongo e rato. Útil para o estudo de respostas imunes do tipo Th1 e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] PHF11 Rabbit mAb
Observações/Apelido	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; [KD Validado] PHF11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51131
GeneID	51131
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-321 do PHF11 humano NP_001035533.1
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIL8
Peso da Proteína	38 kDa
Transporte	Saco de gelo