

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab27A Validado Por Kd Para Wb, If, Ihc, Elisa - P51159

Número do item: CM0006022



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RAB27A validado por KD para Western blotting (WB), imunofluorescência (IF), imunohistoquímica (IHC) e ELISA. Reconhece RAB27A humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de tráfego de membranas e exocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] RAB27A Rabbit mAb
Observações/Alias	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; RAB27A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5873
GeneID	5873
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-221 da RAB27A humana (NP_004571.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51159
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo