

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Cdk2 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Número do item: CM0008540



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CDK2 de alta qualidade para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Fundamental para pesquisas sobre ciclo celular, reparo de DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] CDK2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CDKN2; p33(CDK2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1017
GeneID	1017
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-298 do CDK2 humano (NP_001789.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24941
Peso da Proteína	30 kDa/34 kDa
Envio	Saco com gelo