


## [Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Brd7 Para Wb, Elisa - Q9Npi1

Número do item: CM0020805



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o BRD7 para WB e ELISA. Validado em humanos, o BRD7 é uma proteína contendo domínio bromo envolvida na remodelação da cromatina e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] BRD7 pAb de Coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; D7                                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 29117                                                                                                                                         |
| GeneID              | 29117                                                                                                                                         |
| Imunogénio          | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 do BRD7 humano (NP_037395.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9NPI1                                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 74kDa                                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                  |