


## [Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fascin/Fscn1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16658

Número do item: CM0021166



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra a Fascina humana (FSCN1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta a Fascina humana, de rato e de camundongo; adequado para pesquisas sobre o citoesqueleto de actina e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] Fascin/FSCN1 pAb de Coelho                                                                                       |
| Observações/Apelido | HSN; SNL; p55; FAN1; N1                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                             |
| ID do Gene (Humano) | 6624                                                                                                                               |
| ID do Gene          | 6624                                                                                                                               |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 394-493 da Fascina/FSCN1 humana (NP_003079.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS               | Q16658                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 55kDa                                                                                                                              |
| Envio               |                                                                                                                                    |