

Anticorpo Policlonal Anti-Git1 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X7

Número do item: CM0020197

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra GIT1, uma proteína de andaime envolvida em adesão focal, migração celular e função sináptica. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] GIT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p95-APP1; T1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	28964
ID do Gene	28964
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-640 do GIT1 humano (NP_054749.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2X7
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo