

Anticorpo Monoclonal Anti-Hexoquinase II Validado Para Ko Para Wb, Elisa - P52789

Número do item: CM0007708



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Hexoquinase II validado para KO para Western blot e ELISA; detecta a Hexoquinase II humana, de camundongo e de rato (102 kDa). Ideal para estudos de glicólise e apoptose mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado para KO] mAb de coelho anti-Hexoquinase II
Observações/Alias	HKII; HXK2; II
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3099
GeneID	3099
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da Hexoquinase II humana (NP_000180.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P52789
Peso da proteína	102 kDa
Transporte	Embalagem de gelo