

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Enzima Degradora De Insulina (Ide) Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14735

Número do item: CM0022841



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra IDE, adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudar a degradação da insulina, diabetes e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Enzima degradadora de insulina (IDE) pAb de Coelho
Observações/Apelido	INSULISINA
Espécie	Humano
ID do Gene	3416
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da enzima degradadora de insulina humana (IDE) (NP_004960.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14735
Peso Proteico	118kDa
Envio	Saco de gelo