

[KO Validado] Anticorpo Monoclonal Anti-Ki67 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, MiHc, Elisa - P46013

Número do item: CM0002758



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Ki67 humano, um marcador de proliferação. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho Ki67
Observações/Apelido	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4288
GeneID	4288
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1200-1300 do Ki67 humano (NP_002408.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46013
Peso Proteico	359 kDa
Envio	Bolsa de Gelo