


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nosip Para Wb, Elisa - Q9Y314

Número do item: CM0022895



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOSIP humano (proteína de interação com a óxido nítrico sintase, ligase de ubiquitina E3), validado para aplicações de WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre regulação e desenvolvimento do óxido nítrico. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NOSIP pAb de Coelho
Observações/Apelido	CGI-25; NOSIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51070
GeneID	51070
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-301 do NOSIP humano (NP_057037.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y314
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo