

Anticorpo Policlonal Anti-Pdcd6 Validado Por Ko (Alg2) Para Wb, Ip, Elisa - O75340

Número do item: CM0025571



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PD CD6 (ALG-2), validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de apoptose e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] PD CD6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALG2; ALG-2; PEF1B; D6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10016
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-191 do PD CD6 humano (NP_037364.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75340
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo