

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A22 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H936

Número do item: CM0019832

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que tem como alvo o transportador mitocondrial de glutamato SLC25A22. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas em neurociência, diabetes e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] SLC25A22 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GC1; DEE3; GC-1; EIEE3; NET44; 22
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79751
GeneID	79751
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 128-188 da SLC25A22 humana (NP_078974.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H936
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo