

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Gbp2 Para Wb E Elisa - P32456

Número do item: CM0023524



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GBP2 humano, validado por KO, para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa em imunidade inata, direcionado a uma GTPase induzida por interferon de 67kDa (P32456).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] GBP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	GBP2; P2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2634
GeneID	2634
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32456
Peso Proteico	67kDa
Envio	Bolsa de gelo