


Anticorpo Monoclonal De Coelho Hif1An/Fih1 Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q9Nwt6

Número do item: CM0010962



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HIF1AN/FIH1 humano (Q9NWT6). Validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar sinalização de hipóxia, detecção de oxigênio e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HIF1AN/FIH1 [Validado por KO]
Observações/Apêndice	FIH1; H1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55662
GeneID	55662
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HIF1AN/FIH1 humano (Q9NWT6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NWT6
Peso Proteico	41kDa
Envio	Em saco de gelo