

Anticorpo Policlonal De Coelho Lrp1 Para Wb, Elisa - Q07954

Número do item: CM0013533



introdução

Anticorpo policlonal de coelho LRP1 validado para WB e ELISA, que reage com LRP1 humano e de camundongo, um receptor endocítico de 505 kDa fundamental no metabolismo lipídico e na disseminação da proteína TAU. Apoia pesquisa cardiovascular e em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	LRP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4035
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-168 de LRP1 (NP_002323.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q07954
Peso da Proteína	505 kDa
Transporte	Bolsa de gelo