

Mavs Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Número do item: CM0005454



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho MAVS validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de imunidade inata. PM 57kDa. - Q7Z434.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAVS Rabbit mAb
Observações/Apelido	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57506
ID do Gene	57506
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 121-220 do MAVS humano (NP_065797.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z434
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo