


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mbd2 Para Wb E Elisa - Q9Ubb5

Número do item: CM0017224



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MBD2 humano, um repressor transcricional de ligação a metil-CpG e componente do complexo NuRD. Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de epigenética e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MBD2 Rabbit pAb
Observações/alias	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Espécie	Humano
GeneID	8932
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-411 de MBD2 humano (NP_003918.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UBB5
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo