


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcm7 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Número do item: CM0015890



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MCM7, validado para western blot, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre replicação do DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MCM7 pAb de coelho
Observações/alias	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da MCM7 humana (NP_005907.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P33993
Peso da proteína	81 kDa
Transporte	Bolsa de gelo