


Anticorpo Monoclonal De Coelho Mda5 Para Wb, Elisa - Q9Byx4

Número do item: CM0004605



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao MDA5 humano (IFIH1), um sensor citoplasmático de RNA viral. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em imunidade inata e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho MDA5
Observações/Apelidos	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64135
GeneID	64135
Imunógeno	Pepídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 900-1000 do MDA5 humano (Q9BYX4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYX4
Peso da Proteína	25 kDa/117 kDa
Envio	Saco de gelo