

Anticorpo Monoclonal De Coelho Metap2 Para Wb, Elisa - P50579

Número do item: CM0008207



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho METAP2 validado para WB e ELISA. Reconhece METAP2 humano, de camundongo e de rato, uma metionina aminopeptidase crítica para a remoção de metionina N-terminal e regulação da síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METAP2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10988
GeneID	10988
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-478 do METAP2 humano (NP_006829.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50579
Peso Proteico	53kDa
Envio	