

Mica Mab De Coelho Para Wb, Elisa - Q29983

Número do item: CM0003447



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MICA humana (sequência A relacionada ao polipeptídeo de MHC classe I). Adequado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Uso em pesquisas de vigilância imunológica e estudos de resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MICA mAb de coelho
Observações/Apelido	MIC-A; PERB11.1; MICA
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	100507436
GeneID	100507436
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q29983
Peso da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo