

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mical1 Para Wb, Elisa - Q8Td2

Número do item: CM0015829



introdução

O pAb de coelho anti-MICAL1 é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado contra MICAL1 humano e de camundongo, uma monooxigenase que regula a dinâmica da actina e a apoptose. Adequado para pesquisas em citoesqueleto e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-MICAL1
Observações/Apelidos	MICAL; NICAL; MICAL-1; MICAL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64780
ID do Gene	64780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 718-1067 de MICAL1 humano (NP_073602.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8TDZ2
Peso da Proteína	118 kDa
Envio	Bolsa de gelo