

Anticorpo Policlonal De Coelho Mixl1 Para Wb E Elisa - Q9H2W2

Número do item: CM0023033

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MIXL1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta MIXL1 humano, de rato e de camundongo; adequado para pesquisa em biologia do desenvolvimento e células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho MIXL1
Observações/Apelido	MIX; MIXL; MILD1; MIXL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83881
GeneID	83881
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-232 do MIXL1 humano (NP_114150.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2W2
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em saco de gelo