

MLH3 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Uhc1

Número do item: CM0030007

introdução

MLH3 pAb de Coelho é um anticorpo policlonal que visa a proteína de reparo de incompatibilidade do DNA MLH3. Adequado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato, apoia pesquisas sobre mecanismos de reparo de DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MLH3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HNPC7; MLH3
Espécie	Humano
GeneID	27030
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1190-1389 do MLH3 humano (NP_055196.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHC1
Peso da Proteína	164kDa
Envio	Saco de gelo