

Anticorpo Policlonal De Coelho Monometil-Histona H2B-K5 (P62807/Q16778) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000235



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho MonoMetil-Histona H2B-K5 (pAb) detecta a histona H2B monometilada endógena na lisina 5 (P62807/Q16778) em humanos, camundongos e ratos. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA, apoiando estudos de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho MonoMetil-Histona H2B-K5
Observações/Apelido	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; MonoMetil-Histona H2B-K5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Imunógeno	Um peptídeo sintético monometilado em torno de K5 da H2BK5me1 humana (NP_003519.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Amplio Alcance Previsto)
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo