


Anticorpo Policlonal De Coelho Monometil-Histona H3 (K14) (Q16695/P68431) Para Wb, If, Elisa

Número do item: CM0000369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para histona H3 monometilada na lisina 14. Reconhece variantes H3.1 e H3.1t humana, de rato e de rato. Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho MonoMetil-Histona H3-K14
Observações/Apêndice	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-K14
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunogénio	Péptido sintético; um péptido monometilado sintético em torno de K14 da MonoMetil-Histona H3-K14 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo