


Mab De Coelho Contra Monometil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Número do item: CM0000386



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que detecta a lisina 36 monometilada da histona H3 humana (SWISS Q16695/P68431). Prevista reação cruzada com camundongo, rato e outras espécies. Adequado para Western blot, dot blot, IHC-P e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra MonoMetil-Histona H3-K36
Observações/Apelidos	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético monometilado ao redor de K36 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo