


Pab De Coelho Monometil-Histona H4-K5 (P62805) Para If/Icc E Elisa

Número do item: CM0000285



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Histona H4 monometilada na lisina 5 (P62805). Validado para IF/ICC e ELISA, com ampla reatividade entre espécies. Ideal para pesquisa epigenética e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAb de coelho MonoMetil-Histona H4-K5
Observações/Alíase	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético, um peptídeo monometilado sintético ao redor do K5 da Histona H4 humana (NP_003529.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo