

Anticorpo Policlonal De Coelho Monomethyl-Nono/P54Nrb (R357/R365) (Q15233) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000368



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra R357/R365 monometilado de NONO/p54nrb humano (UniProt Q15233). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para estudar os papéis do NONO no splicing, paraspeckles, reparo de DNA e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4841
GeneID	4841
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo monometilado sintético em torno de R357 & R365 de NONO/p54nrb humano (Q15233).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15233
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo