


Anticorpo Policlonal De Coelho Morf4L1 Para Wb E Elisa - Q9Ubu8

Número do item: CM0026940



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a MORF4L1 (MRG15). Validado para WB e ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação da cromatina e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MORF4L1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Eaf3; MEAF3; MRG15; FWP006; S863-6; HsT17725; MORFRG15; MORF4L1
Espécie	Humano
GeneID	10933
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da MORF4L1 humana (NP_006782.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBU8
Peso da Proteína	41kDa
Transporte	Saco de gelo