

Anticorpo Policlonal De Coelho Mouse Lins1 Para Wb E Elisa - Lins1

Número do item: CM0016913

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LINS1 de camundongo, validado para Western blot e ELISA. Detecta LINS1 endógeno em amostras de camundongo e rato; prevê bandas em 55 kDa e 85 kDa. Adequado para pesquisas neurológicas e de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LINS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	55180
ID do Gene	72635
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LINS1 de camundongo (NP_690028.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
Peso da Proteína	55kDa/85kDa
Envio	Saco com gelo