

Anticorpo Policlonal De Coelho Mtx1 (Pab) Para Wb, Elisa - Q13505

Número do item: CM0024701

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MTX1 (Metaxina-1), uma proteína da membrana externa mitocondrial envolvida na importação de proteínas. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de transporte mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTX1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	MTX; MTXN; MTX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4580
GeneID	4580
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 186-435 da MTX1 humana (NP_942584.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13505
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo