

Anticorpo Policlonado De Coelho Myh6/A-Mhc Para Wb, If-P, Elisa - P13533

Número do item: CM0018022

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MYH6/ α -MHC, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em músculo cardíaco e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH6/ α -MHC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ASD3, MYHC, SSS3, CMH14, MYHCA, CMD1EE, α -MHC, MYH6/ α -MHC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4624
ID do Gene	4624
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do MYH6/ α -MHC humano (NP_002462.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13533
Peso Proteico	224 kDa
Envio	Saco de gelo