


Myot Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf9

Número do item: CM0026831



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à miotilina humana (MYOT). Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas de células musculares e montagem de miofibrilas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYOT Rabbit pAb
Observações/Alias	MFM3; TTID; TTOD; LGMD1; LGMD1A; MYOT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9499
GeneID	9499
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 259-314 da MYOT humana (NP_001129412.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBF9
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo