

Anticorpo Policlonal De Coelho Napsa Para Wb, If-P, Elisa - 096009

Número do item: CM0026045

introdução

Anticorpo policlonal de coelho NAPSA de alta qualidade validado para WB, IF-P e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a função da napsina-A no processamento de surfactante de pneumócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAPSA pAb Coelho
Observações/Apelido	KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; NAPSA
Espécie	Humano
GeneID	9476
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 321-420 do NAPSA humano (NP_004842.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O96009
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo