


Anticorpo Monoclonal De Camundongo Nf-Kb P65/Rela Para Wb, Elisa - Q04206

Número do item: CM0003843



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo de alta qualidade contra NF-kB p65/RelA humano (SWISS Q04206) validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NF-kB p65/RelA mAb de Camundongo
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Imunógeno	Proteína recombinante de NF-kB p65 humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Saco com gelo