

## Anticorpo Policlonado De Coelho Para P75Ntr/Ngfr Para Wb, If/Icc, Elisa - P08138

Número do item: CM0016814



### introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a p75NTR/NGFR humano (CD271; TNFRSF16). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar diferenciação neuronal, sobrevivência e captação de glicose dependente de insulina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho para p75NTR/NGFR                                                                                                   |
| Observações/Alias   | CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 4804                                                                                                                             |
| ID do Gene          | 4804                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 273-427 de p75NTR/NGFR humano (NP_002498.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonados                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                         |
| SWISS               | P08138                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 45kDa                                                                                                                            |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                                     |