

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan-Myristyl-G Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000006

introdução

O Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho pan-Myristyl-G tem como alvo modificações de glicina miristilada. Validado para aplicações de Western Blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para estudar a lipidação de proteínas e a miristoilação em pesquisas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho pan-Myristyl-G
Alvo	pan Myristyl-G
Imunogénio	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo G miristilada.
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
Envio	Saco de gelo