

Anticorpo Policlonal De Coelho Pbxip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Aq6

Número do item: CM0024970

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o PBXIP1 humano (HPIP), validado para Western blot, IHC-P e ELISA; detecta alvos humanos, de rato e de camundongo; proteína de 81 kDa; ideal para pesquisa em regulação transcricional e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho PBXIP1
Observações/Apelido	HPIP; PBXIP1
Espécie	Humano
ID do Gene	57326 (Humano)
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do PBXIP1 humano (NP_065385.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AQ6
Peso Proteico	81kDa
Remessa	Em saco de gelo