


Anticorpo Policlonal De Coelho Pea3 / Etv4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43268

Número do item: CM0027452



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Pea3 / ETV4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece ETV4 humano, de rato e camundongo, um fator de transcrição envolvido na neurogênese e na diferenciação de queratinócitos. Ideal para pesquisa em câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Pea3 / ETV4
Observações/Apelido	E1AF; PEa3; E1A-F; PEa53; Pea3 / ETV4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2118
GeneID	2118
Imunógeno	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-284 do ETV4 humano (NP_001977.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43268
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de Gelo