

Pgm1 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P36871

Número do item: CM0028413



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Fosfoglucomutase-1 humana (PGM1). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo da glicose e doença de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGM1 PAb de coelho
Observações/Alias	CDG1T; GSD14; PGM1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5236
ID do Gene	5236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da PGM1 humana (NP_002624.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36871
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo