

Anticorpo Policlonais De Coelho Contra Phf21A Para Wb E Elisa - Q96Bd5

Número do item: CM0025241



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra PHF21A para Western blot e ELISA. Detecta PHF21A humano, de camundongo e rato, um componente do corepressor BHC envolvido na repressão de genes neuronais e modificação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHF21A pAb de Coelho
Observações/Apelidos	BHC80; NEDMS; BM-006; IDDBCS; PHF21A
Espécie	Humano
ID do Gene	51317
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 461-680 da PHF21A humana (NP_001095272.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96BD5
Peso Proteico	75kDa
Envio	Bolsa de gelo