


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Acc1 (Ser79) Para Wb E Elisa - Q13085

Número do item: CM0001118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a fosfo-ACC1 (Ser79) validado para WB e ELISA; reage com ACC1 humano, de camundongo e rato; adequado para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ACC1-S79 Coelho pAb
Observações/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Espécie	Humano
ID do Gene	31
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S79 do ACC1 humano (NP_942133.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13085
Peso da Proteína	266kDa
Envio	Saco de gelo